



Abb. mit Überführungstrage

## Roll-In-Fahrgestell 50

Natürlich können Sie auch unser bewährtes Roll-In-Fahrgestell Modell 50 mit Ihrer FERNO-Überführungstrage kombinieren und so die tägliche Arbeit erleichtern.

Hergestellt aus stabilem Aluminium und ausgestattet mit dem Roll-In-Ladesystem ist dieses Fahrgestell bis 180 kg belastbar.

Das Fahrgestell Modell 50 ist in sechs verschiedene Höhen verstellbar. Zur Grundausstattung gehören zwei starre Laufräder vorn, zwei feststellbare Schwenkrollen hinten und zusätzliche Laderäder am Kopfende.

Das Fahrgestell ist lieferbar als:

**Modell 50-2 F:** silberfarbig, mit Beladehöhe 64 cm

**Modell 50-6 F:** silberfarbig, mit Beladehöhe 70 cm

**Modell 161 X2 S:**

Adapter auch geeignet für Sargtransport



Abb. mit Adapter

## TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Einladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
50-2 F (m. Adapter)	2.010 mm	600 mm	350 - 910 mm	ca. 640 mm	28 kg	180 kg
50-6 F (m. Adapter)	2.010 mm	600 mm	320 - 970 mm	ca. 700 mm	28 kg	180 kg

## Adapter-Kit 161 x2 für Fahrgestell 50-2 F / 50-6 F

Der Adapter besteht aus zwei Querstreben und wird auf dem Fahrgestellrahmen mit zwei Klemmen montiert. Zur sicheren Arretierung der Überführungstragen ist ein im Lieferumfang enthaltener Versatzadapter mit Anschlagbügel notwendig.

Der Adapter ist in unterschiedlichen Versionen für die jeweiligen Überführungstragen erhältlich. Als Multifunktionsadapter dient er auch zum Transport eines Sarges.

## Adapter-Kit 161 x2

ist passend für Ferno Tragenmodelle 11-3 R, 11 U und auch 11 XE/11 XR.

## Adapter-Kit 161 x2 S

ist passend für Ferno Tragenmodelle 11-3 R, 11 U und auch 11 XE/11 XR oder einen Sarg.

## Versatzadapter FA 3369 + Anschlagbügel 090 3369

Der Versatzadapter mit Anschlagbügel für das Fahrgestell 50-2 F / 50-6 F wird zur sicheren Arretierung der Überführungstragen benötigt.

Versatzadapter und Anschlagbügel werden mit dem Adapter geliefert, können aber auch als Ersatzteil bestellt werden.

## Anschlagblech 161-3 A

Für ältere Überführungstragen der Modellreihe 11-3 benötigen Sie das Anschlagblech 161-3 A.

## Zusatzadapter 161 Z

Für das Fahrgestell 50-2 F / 50-6 F.

Die Standfüße der Überführungstrage mit Treppenraupe 11 T finden einen sicheren Halt.

